



De NIEUWE ThermoScan® 7 met Age Precision® IRT6520 van Braun

Uit klinisch onderzoek blijkt dat de definitie van koorts verschilt afhankelijk van de leeftijd van een kind**. Wat bij een vierjarige een normale temperatuur is, kan koorts zijn bij een pasgeborene. Leeftijd is de bepalende factor. Om u meer vertrouwen te geven bij het interpreteren van de lichaamstemperatuur van uw kind heeft Braun de nieuwe ThermoScan® 7 (IRT6520) met gepatenteerde Age Precision®-technologie ontwikkeld.

Het display met kleurcodes helpt u, op grond van de leeftijd van uw kind, de afleeswaarde juist te interpreteren, zodat u daar naar kunt handelen.

Met de ThermoScan® 7 van Braun kiest u voor het thermometermerk dat bij artsen bovenaan staat*. Dankzij zijn gepatenteerde punt met voorverwarming wordt de ThermoScan®-oorthermometer van Braun nu al beschouwd als de maatstaf voor nauwkeurigheid. Artsen door heel Europa gebruiken hem en bevelen hem aan. Bij andere thermometers kan de meetplek afkoelen door de punt waardoor de meetresultaten onnauwkeurig kunnen zijn. De punt van de ThermoScan® wordt vóór gebruik verwarmd voor professionele nauwkeurigheid. Bovendien bevestigt het ExacTemp®-hulpsysteem door middel van een licht- en geluidssignaal dat de punt zich op de juiste positie bevindt en dat er een nauwkeurige meting is verricht.

Dankzij nieuwe Age Precision®-technologie biedt de ThermoScan® van Braun u nu nog meer zekerheid bij het interpreterenduiden van de lichaamstemperatuur van uw kind.

* Ipsos, online-onderzoek onder huisartsen en kinderartsen (n=802) in vier Europese landen (n=200 per land: DE, UK, FR, NL), uitgevoerd in mei-juni 2012

**Herzog L., Philips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Paediatrics. 2011: 50 (no.5): 383-390.

ThermoScan is een gedeponeerd handelsmerk van Kaz Europe Sàrl. Dit product wordt vervaardigd door Kaz Europe Sàrl onder licentie van het handelsmerk 'Braun'. 'Braun' is een gedeponeerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland ©2014, Kaz Europe Sàrl.

De nieuwe ThermoScan® 7 is het paradepaardje onder de thermometers van Braun. Hij is voorzien van de nieuwe gepatenteerde Age Precision®-technologie: een leeftijdsafhankelijke koortsindicator waarmee het meten van de lichaamstemperatuur van uw kind geen nattevingerwerk meer is.

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe ThermoScan® 7 met Age Precision® IRT6520 van Braun

- Het door artsen meest gebruikte en meest vaak vaakst aanbevolen merk*
- Age Precision® technologie voor interpretatie van gemeten temperatuur op basis van leeftijd
- Display met kleurcodes voor eenvoudige interpretatie van het meetresultaat
- Gepatenteerde punt met voorverwarming zorgt voor nauwkeurigheid
- ExacTemp® hulpsysteem: licht- en geluidssignaal voor nauwkeurige positionering
- Snel en gebruiksvriendelijk
- Display aan voorzijde met nachtverlichting
- Bewaart de laatste 9 meetresultaten
- Hygiënische wegwerplensfilters. BPA- en latexvrij