



**TechniCare**  
Improving Healthcare



# Crib Cosy

Voor binding tussen  
moeder en pasgeborene

LOCK

RELEASE

LOCK



## Binding moeder en kind

Na de bevalling is het voor de moeder uiteraard wenselijk om zo dicht mogelijk bij haar eigen pasgeborene te zijn. Helaas is dat in de praktijk nog niet zo makkelijk, omdat de pasgeborene in het eigen wiegje ligt en de moeder daar vaak niet bij kan. Zeker met de keizersnede leidt dit tot emotionele situaties, waarbij de moeder niet bij haar eigen pasgeborene kan.

## Overrijdbaarheid

Om de binding tussen moeder en pasgeborene zo ideaal mogelijk te maken in het ziekenhuis is de crib Cosy ontwikkeld. De Crib Cosy is **overrijdbaar** over het ziekenhuisbed heen. Daarnaast kunnen de zijwanden onder het matrasje geschoven worden, zodat de moeder **zelfstandig** bij haar eigen kindje kan, zonder in te leveren op functionaliteit en veiligheid.





## Functionele eigenschappen

De Crib Cosy biedt de oplossing voor de binding tussen moeder- en kind. Concreet betekent dit natuurlijk dat TechniCare een zo laag mogelijk onderstel heeft ontwikkeld zodat dit onder zo veel mogelijk bedden past. Om het ook voor de zorgprofessional zo eenvoudig mogelijk te maken biedt TechniCare diverse accessoires om de Crib Cosy geschikt te maken voor diverse toepassingen.

Aan beide kanten zijn handvatten voorzien, zodat u vanuit beide kanten de Crib Cosy kunt besturen.

## Accessoires

**Matras t.b.v. Crib cosy**

**DIN-Rail**

**In hoogte verstelbaarheid**

**Houder t.b.v. geboortekaartje**

**Geleiding t.b.v. infusen**

### Afmetingen matras

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 675 mm |
| Breedte: | 350 mm |
| Dikte:   | 60 mm  |

### Afmetingen totaal

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lengte korf excl. handvat: | 72,5 cm     |
| Lengte korf incl. handvat: | 87,50 cm    |
| Lengte wiegje totaal:      | 91 cm       |
| Breedte totaal:            | 45 cm       |
| Hoogteverstelling:         | 75cm- 105cm |

# Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

**[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)**



**TechniCare**  
Improving Healthcare

Nikkelstraat 24  
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421  
[info@technicare.nl](mailto:info@technicare.nl)

**[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)**